

## Potence époxy gris sur socle



- Installée près du lit ou d'un fauteuil
- La potence dispose d'une poignée réglable en hauteur pour aider le patient à se relever ou à se repositionner dans le lit
- Matériaux: poignée en polyamide, sangle en nylon, socle et mât en acier traité époxy
- Se replie complètement
- Se glisse facilement sous le lit ou le fauteuil
- Poids maximum supporté: 130 kg (traction)
- Poids de l'article: 11,6 kg
- Hauteur: 1,79 m
- Montage à l'aide de 2 molettes
- Longueur de la perche: 76 cm
- Encombrement au sol: 66,5 x 89 cm
- Hauteur piétement en H: 5 cm
- Réglage de la sangle: 20/50 cm
- Dimensions du triangle: 22 x 12 cm
- Patins de protections

