

Actico UlcerSys, MEDIUM. Boîte avec 1 sur-bas jarret et 2 sous-bas jarret



- Chaussettes de compression en deux parties avec une structure soyeuse.
- Pour les ulcères variqueux.
- Actico UlcerSys facilite le traitement compressif.
- Avantages:
 - Répartition de la pression selon les besoins et bonne tenue durable grâce à la construction spéciale en tricot.
 - Une application simple et rapide.
 - Un grand confort et un design attrayant.
 - Pour atteindre la compression thérapeutique nécessaire, le sous-bas jarret peut être porté en plusieurs couches (2 à 3 couches maximum).
- Indications:
 - Pour le traitement de l'ulcère variqueux après réduction de l'oedème
 - Prévention des récives des ulcères veineux chroniques
 - En cas de dermatoses de stase (par ex. eczéma, pigmentation, lipodermatosclérose, atrophie blanche)
 - En cas d'oedèmes veineux
 - Pour le traitement du syndrome post-thrombotique
 - Pour le traitement de suivi après la sclérothérapie et la chirurgie des varices
 - Après un pontage coronarien ou une opération des varices
- C'est la combinaison qui fait la différence:
 - Sous-bas jarret: fixe les pansements et protège la peau sensible, peut être porté la nuit, couleur blanc ou sable, 10 à 14 mmHg
 - Sur-bas jarret: est posé le matin au-dessus du sous-bas jarret, augmente la pression de compression tout au long de la journée, couleur sable ou noir, 26 à 34 mmHg