

Prontosan Solution Flacon de 350 ml



- Solution aqueuse, stérile contenant de la bétaine undécylène amidopropyle et du polyhexanide en faible quantité (0,1%).
- La bétaine (tensio-actif puissant) a pour rôle de désolidariser le dépôt fibrineux de la surface de la plaie, pour un retrait indolore.
- Le polyhexanide en faible quantité permet de créer un

- milieu défavorable au développement des bactéries.
- Ainsi, le nettoyage des plaies avec Prontosan solution prépare au mieux le lit de la plaie au processus de cicatrisation.
- Absorbent les odeurs des plaies.
- Se conserve 8 semaines après ouverture du contenant.