

## Tigettes One Touch Verio Boîte de 50



IPA

- Tigette de test pour la mesure quantitative du glucose, sucre, dans le sang
- Bandelette réactive dont l'extrémité aspire automatiquement le sang
- Bandelette préhensible sur toute sa surface
- Echantillon de sang pouvant être appliqué sur l'un ou l'autre côté de la bandelette
- 7 ans d'efficacité prouvée pour les taux de glycémie très faibles et très élevés\*
- Résultats en seulement 5 secondes
- Faible quantité de sang nécessaire : 0,4 µl