

## Ceinture d'aide à la mobilité - S.



- Tour de taille: 60 à 90 cm.
- S'utilise pour quitter la position assise ou pour accompagner à la marche.
- Peut être portée par le patient ou par son accompagnant.
- Mise en place sur l'accompagnant: les poignées donnent au patient un point d'appui pour quitter la position assise.
- Mise en place sur le patient: les poignées permettent au personnel de mieux guider et de soutenir le patient lors de la marche accompagnée.
- Ses poignées horizontales et verticales offrent une prise en main sûre et confortable.

