

Flocare G-tube CH10



- L'avantage de la sonde de gastrostomie Flocare est que cette sonde peut être placée pour une longue période et n'est pas visible sous les vêtements.
- Instructions d'utilisation :
 - La sonde de gastrostomie Flocare est souvent utilisée en combinaison avec la pompe Flocare Infinity. Cette pompe est très compacte et légère et veille à une administration sûre et fiable de la bonne quantité d'alimentation par sonde.
- Caractéristiques :
 - sonde à ballonnet transparente en silicone avec ligne radiopaque et graduation en cm
 - disque de fixation externe en silicone pour fixer la sonde et prévenir qu'elle ne se plie
 - ballonnet de rétention interne en silicone, le contenu est imprimé sur la valve
 - connexion ENFit™ avec bouchon
 - clamp à ouverture rapide
 - sans latex et DEHP