

## Flocare G-tube CH10



- L'avantage de la sonde de gastrostomie Flocare est que cette sonde peut être placée pour une longue période et n'est pas visible sous les vêtements.
- Instructions d'utilisation :
  - La sonde de gastrostomie Flocare est souvent utilisée en combinaison avec la pompe Flocare Infinity. Cette pompe est très compacte et légère et veille à une administration sûre et fiable de la bonne quantité d'alimentation par sonde.
- Caractéristiques :
  - sonde à ballonnet transparente en silicone avec ligne radiopaque et graduation en cm
  - disque de fixation externe en silicone pour fixer la sonde et prévenir qu'elle ne se plie
  - ballonnet de rétention interne en silicone, le contenu est imprimé sur la valve
  - connexion ENFit™ avec bouchon
  - clamp à ouverture rapide
  - sans latex et DEHP