

Flocare G-tube CH14



- L'avantage de la sonde de gastrostomie Flocare est que cette sonde peut être placée pour une longue période et n'est pas visible sous les vêtements.

- Instructions d'utilisation :

- La sonde de gastrostomie Flocare est souvent utilisée en combinaison avec la pompe Flocare Infinity. Cette pompe est très compacte et légère et veille à une administration sûre et fiable de la bonne quantité d'alimentation par sonde.

- Caractéristiques :

- sonde à ballonnet transparente en silicone avec ligne radiopaque et graduation en cm

- disque de fixation externe en silicone pour fixer la sonde et prévenir qu'elle ne se plie

- ballonnet de rétention interne en silicone, le contenu est imprimé sur la valve

- connexion ENFit™ avec bouchon

- clamp à ouverture rapide

- sans latex et DEHP