

Pansements superabsorbants Mextra, 20 x 25 cm, stérile Boîte de 10



IPM

- Un pansement super absorbant avec une couche supérieure déperlante
- Le système quadricouche unique du pansement Mextra® Superabsorbent agit selon un ordre précis pour garantir une gestion optimale de l'exsudat.
- Le pansement s'avère idéal parce qu'il favorise la guérison et offre de multiples avantages, à vous comme à vos patients.
- Applications :
 - Mextra® Superabsorbent convient aux plaies modérément à fortement exsudatives.
 - L'exsudat est absorbé par la couche de contact, puis retenu dans la couche centrale du pansement.
 - Le risque de macération est ainsi minimisé.
 - La couche de protection en non-tissé déperlant fait office de barrière antifuides et prévient toute fuite de l'exsudat.
- Fréquence des changements de pansement:
 - Mextra® Superabsorbent peut rester en place pendant plusieurs jours.
 - Le pansement doit être changé en fonction de l'état clinique de la plaie ou lorsque sa capacité d'absorption est saturée.