

Drap d'évacuation S-Capepod Standard



- Sauvez la vie de vos patients
Imaginez la scène suivante ! Un feu s'est déclaré dans votre service. Tout le monde est pris de panique. Vous devez évacuer les personnes. Un patient alité a sa vie entre vos mains...

Dans une telle situation d'urgence, rapidité et courage sont les maîtres mots. Afin de vous aider à surmonter ce type de situation, nous avons développé le drap d'évacuation S-CAPEPOD, qui garantit une mise en sécurité rapide des patients.

- Simplicité, rapidité et sécurité en cas d'urgence
Évacuer les personnes alitées en cas d'urgence n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi vous avez besoin d'un équipement pour minimiser la probabilité de laisser quelqu'un derrière vous. Ce drap d'évacuation vous permet d'évacuer une personne sur le matelas du lit.

- Retardateur de feu
Une technique ignifuge a été appliquée au drap d'évacuation. Et il ne s'agit pas seulement d'un revêtement qui disparaîtra après quelques lavages. Au contraire, cette sécurité est intrinsèquement incorporée dans le fil. Il répond donc également à la norme incendie M1.

- Protection antibactérienne

Le tissu de l'équipement d'évacuation est équipé de Sanitized® TH27-24. Cette technologie suisse a un effet anti-bactériologique et vous protège, ainsi que les membres du personnel et les patients, contre les dangers des bactéries.

- Perméabilité à l'humidité
Si des fluides corporels devaient s'écouler le long du matelas, vous voulez éviter qu'ils restent sur le drap d'évacuation. Cela peut devenir une source de bactéries. Par conséquent, le tissu est perméable à l'humidité.

- Caractéristiques techniques :
 - Taille sous matelas : 210x84cm
 - Convient à ces tailles de matelas : largeur 80-90cm / longueur maximale : 210cm
 - Capacité de poids : 120-150kg
 - Poids du produit : 1,2kg
 - Matière : 100% polyester
 - Nettoyage et entretien :
 - * Nettoyer à la main:
Utilisez une lingette et un désinfectant
 - * Dans la machine à laver:
Température de lavage, 40 degrés (Celsius), sécher à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec, ne pas blanchir, ne pas utiliser de poudre à lessiver avec un assouplissant