

Support ouvre-bouteille/pot.



- Placer le support sur le plan de travail et insérer le pot ou la bouteille dans l'emplacement en V.
- La partie coulissante est alors poussée contre le pot ou la bouteille à l'aide de la hanche afin de le (la) maintenir pendant que la main libre peut ouvrir aisément le

couvre-cle ou le bouchon.

- Cet article convient spécialement aux personnes ne pouvant se servir que d'une main.
- Dimensions: 330 x 165 x 81 mm (L x l x H)
- Poids: 640 g.