


## Seringue pour nutrition entérale Enfit, 3 ml



- Les seringues entérales Compat® ENject avec embout ENFit® sont indiquées pour être utilisées avec les dispositifs médicaux de nutrition entérale ENFit®.
- Les seringues Compat® ENject sont fabriquées avec un corps transparent portant des marquages gradués et disposent d'un piston violet, d'un embout ENFit® et d'un capuchon.
- Les seringues Compat® ENject sont stériles, sans DEHP, sans BPA et sans latex\*.
- Le piston glisse facilement dans le corps de la seringue et le corps de la seringue est mince pour faciliter la manipulation.
- Le capuchon permet aux utilisateurs de préparer les solutions nutritives ou les médicaments à l'avance et évite toute fuite de la seringue.
- Les marquages de volume des seringues Compat® ENject sont faciles à lire pour rendre l'administration des fluides simple et précise.
- Stérile : Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (OE).
- Stockage : Stocker dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri des rayons du soleil.
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de production. La date d'expiration est marquée sur l'emballage.
- Durée d'utilisation : À usage unique

