

Z-Flex Heel Boot hielbeschermer



- De hiellaars bevat een geïntegreerde klepstand verstelling om de hiel volledig te ontlasten en de druk over de achillespees te herverdelen om zo doorligwonden van de hiel te voorkomen en te behandelen
- Geïntegreerde luchtkamer helpt het onderbeen te ondersteunen en overbelasting van de knie te voorkomen
- De voetpositie is verstelbaar via enkelbandjes, zodat de positie aangepast kan worden en gemakkelijk verplaatst kan worden, afhankelijk van elke patiënt en situatie
- De hiellaars is gemakkelijk te gebruiken, met een ingebouwde poort voor snelle toegang om de hiel te inspecteren zonder het apparaat te hoeven verwijderen
- Verstelbare scheenbanden voor verschillende beenmaten
- Vergemakelijkt het gebruik van sequentiële compressie-apparaten
- Reinigingsinstructies: Gebruik een door het ziekenhuis goedgekeurd ontsmettingsmiddel of een antimicrobiële reiniger/ ontsmettingsmiddel voor huishoudelijk gebruik volgens de instructies op het etiket. Gebruik geen bleekmiddel. Uitgebreid gebruik van ontsmettingsmiddelen op alcoholbasis kan de levensduur van het product verkorten.

