

## Manuele opstahulp Meden Vertihelp



- De VertiHelp optstahulp wordt gebruikt om een patiënt van de ene zitpositie naar de andere te verplaatsen, bijvoorbeeld om een patiënt van of naar een stoel, rolstoel, bed of toilet te verplaatsen.
- De VertiHelp maakt het gemakkelijk om de patiënt te verplaatsen voor het verwisselen van verband en handdoeken, of voor hygiëne- en verzorgingsdoeleinden. Hij wordt gebruikt in de dagelijkse zorg voor patiënten in bejaardentehuizen, ziekenhuizen, sanatoria en privéappartementen. De standaardversie wordt geleverd met een vast gemonteerde kniesteun, die optioneel in hoogte kan worden versteld.

- Technische gegevens:
  - Mechanische aanpassing van de afstand tussen de basis (benen).
  - Maximale belasting: 180 kg
  - Lengte: 89,8 cm
  - Breedte: 70 cm
  - Hoogte: 100,9 cm
  - Hoogte kniesteunen: 54,1 cm
  - Maximale breedte onderstel: 84,1/95,9 cm
  - Hoogte onderbeen: 8,4 cm
  - Wiel diameter (zonder rem / met rem): 7,5/10 cm
  - Gewicht: 35 kg

