

## Coussin Gel percé KLE

- Dimension 41 x 41 x 2,5 cm



- Fourni avec 2 enveloppes en polyuréthane.
- Pour une utilisation courante.
- Niveau de risque faible
- Pour des patients de forte corpulence.
- Ce gel élastique ne coule pas, ne durcit pas dans le temps et ne se déplace pas sous la charge.
- Agissant comme une couche de graisse artificielle, il

diminue de manière importante les pressions subies par les zones à risques.

- Nomenclaturé N° 520516 110101000134.

- VSB: /
- Iriscare: /
- AVIQ: 110518 110101000134

