

## Sparadrap Transpore Surgical Tape, 1,25 cm x 9,15 m, non-stérile Boîte de 24 bobines



Transpore est un sparadrap composé d'un support en polyéthylène - élastique, transparent et macroporeux et d'une couche adhésive de copolymères d'acrylate hypoallergénique.

Le Transpore laisse la perspiration naturelle de la peau et ne laisse pas de résidu d'adhésif sur la peau lors de l'ablation. Le Transpore se découpe avec précision et netteté, aussi bien en longueur qu'en largeur, et est idéal pour la fixation sûre et rapide de canules, cathéters, ...

Le Transpore s'utilise également pour la fixation de pansements sur les parties mobiles du corps (coude, genou), et comme bandage compressif après ponction sanguine.

Le Transpore est radiotransparent et peut être stérilisé en rouleau, à l'ETO (Steri-Vac - 55°C) (désorption ETO : 24 heures).

Durée de conservation : 5 ans à température ambiante.

