

## Protège bassin Helewa Boîte de 20



- Protection des bassins de lit pour confiner les excréta.
- Absorption ultra rapide de +/- 600 ml.
- Maîtrise du risque infectieux et des odeurs.
- Le sac et son tampon super absorbant Alveol-Technology qui composent le Protège Bassin 600 permettent l'élimination des excréta des patients dépendants dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité, ainsi que la neutralisation des odeurs.
- Une mise place facile et rapide du sac protège-bassin 600

permet de recouvrir et protéger intégralement le bassin ; le tampon placé au fond du bassin assure, quant à lui, une absorption ultra-rapide de 600 ml de matières et urines, neutralisant projections et souillures.

- Une fois le bassin utilisé, le sac et le tampon se retirent et se ferment facilement et sont prêts à jeter dans les déchets ménagers, ou selon le protocole en vigueur.

