

## Tensiomètre au bras PROBP 2000 Welch Allyn + alimentation électrique



- Capturez des lectures de tension artérielle rapides, confortables et automatisées avec un seul bouton.
- Nous avons combiné deux de nos technologies innovantes - SureBP® et FlexiPort - pour soutenir des lectures précises de la pression artérielle.
- La technologie SureBP est un algorithme de moyenne de la pression artérielle qui permet à l'appareil de capturer les lectures de pression artérielle lors du gonflage du brassard d'une manière confortable pour les patients.
- L'appareil ProBP 2000 est compatible avec une large gamme de brassards de tensiomètre réutilisables Welch

### Allyn FlexiPort.

- Les lectures de pression artérielle sont capturées lors du gonflage en environ 20 secondes.
- Conforme aux normes AAMI pour la précision de la pression artérielle.
- Compatible avec les brassards de tensiomètre réutilisables Welch Allyn FlexiPort, de la taille enfant 9 à la taille des cuisses 13 (plage de 15 à 55 cm).
- L'appareil est livré avec un brassard de tensiomètre FlexiPort de taille 11 pour adulte.