

## Sangle + clip pour verticalisateur Ergolet 250kg Taille XXL



- Taille XXL: 120-140 cm
  - Pour les utilisateurs ayant un bon contrôle du haut du corps et une certaine fonction des membres inférieurs.
  - Utilisé pour les transferts à partir d'une position assise.
  - Utilisé pour les transferts en position debout.
- Caractéristiques
- Le harnais est destiné au transfert de l'utilisateur à partir d'un fauteuil roulant.
  - / chaise.
  - Le harnais offre un bon soutien autour du bas du dos, ce qui donne à l'utilisateur un sentiment de sécurité lorsqu'il est soulevé et lorsqu'il se tient debout.

- Le harnais a
  - antidérapant sur la face intérieure du harnais. Cela permet que le harnais ne glisse pas vers le haut pendant le levage.
  - un rembourrage sous les bras.
  - une sangle à velcro avec une boucle
  - une poche de positionnement pour un meilleur positionnement du harnais, lorsque la personne est dans un fauteuil roulant.
  - une boucle de couleur sur le haut du dos indiquant la taille et la marque de la ligne médiane.