

Trousse Amika Easybag Enfit



Pour une administration sûre et fiable de l'alimentation par sonde et/ou des fluides via la pompe Amika.

- Trousse classique, non universelle.
- Spike ENPlus en haut et connecteur ENFit en bas.
- Port de médication (valve à trois voies) avec connexion ENFit.
- Equipé d'un bouchon sur l'extrémité ENFit et sur le port de médication.
- Anti-reflux : lorsque la trousse est retirée de la pompe, la pince de la trousse est toujours fermée, donc pas de risque

de gavage incontrôlé.

- La pince peut être déplacée sur la longueur de la trousse. Cela permet de choisir librement la distance entre la pompe et le patient/sac d'alimentation ; offre plus de flexibilité.
- En ouvrant le collier, la trousse peut être purgée facilement et rapidement.
- Remplacer toutes les 24 heures
- Sans DEHP ni latex
- Emballage stérile par pièce, 30 pièces par boîte