

## Dispositif anti-équin



- Dispositif moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m<sup>2</sup>
  - Dimensions: 63,5 x 22 x 31 cm (L x l x H)
  - Aide à la posture des membres inférieurs.
  - Immobilité totale des membres inférieurs.
  - Aide à la prévention et/ou au traitement des escarres en situation à très haut risque ou en correction d'une attitude vicieuse.
  - Etat de non-vigilance (hémiplégié, atteinte médullaire, coma ...)
  - Paralysie ou parésie des muscles releveurs de la cheville et troubles sensitifs associés
  - Suite d'atteintes vasculaires sévères des membres inférieurs
  - Suite de chirurgie orthopédique lourde entraînant l'immobilisation du membre
- Housse en tissu enduit de polyuréthane bi-extensible :
    - Anallergique et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique.
    - Lutte contre les frictions et cisaillements.
    - Souple et doux au toucher (confort).
    - Favorise les échanges gazeux (vapeur d'eau, sudation) et lutte ainsi contre la macération.
    - Imperméabilisé : hygiène maîtrisée et durabilité du support accrue.
    - Lavables jusqu'à 95°C, décontamination par produits de pulvérisation à froid.
    - Traitement d'ignifugation.
    - En usage multi-patients, il est souhaitable d'acquiescer une nouvelle housse par patient