

## Sangle claviculaire XL



- Carrure: > 50 cm
- Une orthèse assurant un soutien claviculaire.
- Recommandée pour un maintien et un grand confort d'utilisation tout en soutenant la clavicule.
- Elle élimine la fatigue musculaire avec une mise en place facile.
- Utilisation en cas de:
  - Fracture claviculaire
  - Entorses acromio-claviculaire
- Matériaux:
  - Réglage angulaire et latéral grâce à la boucle plastique capitonnée en tissu laminé sur base en mousse recouverte de jersey coton
- Entretien:
  - Laver à la main / machine à 30° max
  - Ne pas repasser
  - Ne pas mettre au sèche-linge