


## Collier cervical semi-rigide L long



- Dimensions: 10 x 55 cm
- Un dispositif conçu pour une utilisation quotidienne lorsqu'un renfort de rigidité pour le cou est requis.
- Il permet un maintien prolongé en hyperextension et un effet antalgique du rachis cervical.
- Utilisation en cas de :
  - Entorse cervicale bénigne
  - Arthrose cervicale
  - Sevrage progressif d'un collier
- Matériaux:
  - Collier en mousse de polyester
  - Recouvert de jersey coton
  - Renfort en plastique
  - Fermeture velcro
- Entretien:
  - Laver à la main / machine à 30° max
  - Ne pas repasser
  - Ne pas mettre au sèche-linge