

## Pansements superabsorbants Mextra, 20 x 30 cm, stérile Boîte de 10



- Un pansement super absorbant avec une couche supérieure déperlante
- Le système quadricouche unique du pansement Mextra® Superabsorbent agit selon un ordre précis pour garantir une gestion optimale de l'exsudat
- Le pansement s'avère idéal parce qu'il favorise la guérison et offre de multiples avantages, à vous comme à vos patients
- Applications:
  - Mextra® Superabsorbent convient aux plaies modérément à fortement exsudatives
  - L'exsudat est absorbé par la couche de contact, puis retenu dans la couche centrale du pansement
  - Le risque de macération est ainsi minimisé
  - La couche de protection en non-tissé déperlant fait office de barrière antifuides et prévient toute fuite de l'exsudat
- Fréquence des changements de pansement:
  - Mextra® Superabsorbent peut rester en place pendant plusieurs jours
  - Le pansement doit être changé en fonction de l'état clinique de la plaie ou lorsque sa capacité d'absorption est saturée