

## Tensiomètre Welch Allyn DuraShock DS54, avec cuillère.



- Décompresseur à vis.
- Résistance aux chocs.
- Précision d'étalonnage (garantie 5 ans).
- Fourni avec trousse.
- Le tensiomètre anéroïde intégré Welch Allyn DuraShock est précis jusqu'à +/- 3 mm Hg.
- Ce produit conserve les caractéristiques de sécurité et les performances spécifiées à des températures allant de 10°C à 40°C et à un niveau d'humidité relative qui ne dépasse

pas 85% - 90%.

- Nettoyage:
  - Dispositif manométrique anéroïde, poire et valve : essuyer avec un chiffon légèrement humide ou un tampon d'ouate alcoolisé.
  - Brassard : nettoyer en toute sécurité avec un chiffon humide ou le laver dans de l'eau chaude (maximum 60°) avec un détergent doux.