

## Coussin alternating SEDENS 500, 43 x 43 x 10 cm



- Coussin composé de 4 cellules à air, à pression alternée, insérées dans une base de mousse.
- Ce coussin convient parfaitement pour l'aide à la prévention et au traitement des escarres pour les patients à mobilité réduite et présentant un risque élevé d'escarres.
- Panneau de contrôle ergonomique et simple.
- Mode Thérapeutique Dynamique : les cellules se gonflent et se dégonflent en continu, de façon alternée.
- Mode Statique : Pression identique sur toutes les cellules.
- 5 Niveaux de Confort : réglage du niveau de confort selon les préférences de l'utilisateur (1, pour le plus doux, et 5 pour le plus ferme).
- Alarmes visuelles et sonores en cas de basse pression (pression anormale) et niveau de batterie faible.
- Housse PU : bi-élastique, résistante à l'eau et entretien facile.
- Dimensions du compresseur: 25 x 12,5 x 5,5 cm
- Durée du cycle: 10, 15, 20 minutes
- Batterie rechargeable: autonomie 8 heures.
- Alimentation: AC 100V - 240V, 50/60 Hz - 0.5A