

Aiguilles de sécurité BD Eclipse - vert - 21G x 1 1/2' - modèle long. Boîte de 100



- Stériles, usage unique, sans latex, aiguille de sécurité pour injection
 - La combinaison d'une seringue BD Plastipak™ à embout Luer-Lok™ et d'une aiguille hypodermique de sécurité BD Eclipse™ permet l'injection en toute sécurité: immédiatement après avoir dépiqué, l'aiguille peut être recouverte de façon uni-manuelle en pivotant d'un doigt (pouce ou index) le dispositif de sécurité intégré à l'aiguille. Le système de sécurité est verrouillé de façon irréversible dès l'audition d'un "clic".
 - La surface ergonomique anti-dérapante du poussoir facilite et sécurise le geste.
 - La connexion à verrouillage (Luer-Lok™) assure une parfaite étanchéité lors de l'injection et évite tout risque d'entrée d'air ou de désolidarisation de l'aiguille lors d'injections à plus fortes pressions.
 - La combinaison d'une seringue BD Plastipak™ à embout Luer-Lok™ et d'une aiguille hypodermique de sécurité BD Eclipse™ correspond aux critères de sécurité définis par le GERES*.
 - Le positionnement du dispositif de sécurité sur l'aiguille offre une orientation vers le bas du biseau, et autorise ainsi les injections à angle fermé.
- Longueur: 40 mm
 - Diamètre 0,8 mm
 - Volume: 0,060 ml