

Aiguilles de sécurité BD Eclipse - bleu - 23G x 1 1/4' - modèle long. Boîte de 100



- Stériles, usage unique, sans latex, aiguille de sécurité pour injection
- La combinaison d'une seringue BD Plastipak™ à embout Luer-Lok™ et d'une aiguille hypodermique de sécurité BD Eclipse™ permet l'injection en toute sécurité: immédiatement après avoir dépiqué, l'aiguille peut être recouverte de façon uni-manuelle en pivotant d'un doigt (pouce ou index) le dispositif de sécurité intégré à l'aiguille. Le système de sécurité est verrouillé de façon irréversible dès l'audition d'un "clic".
- La surface ergonomique anti-dérapante du poussoir facilite et sécurise le geste.
- La connexion à verrouillage (Luer-Lok™) assure une parfaite étanchéité lors de l'injection et évite tout risque

d'entrée d'air ou de désolidarisation de l'aiguille lors d'injections à plus fortes pressions.

- La combinaison d'une seringue BD Plastipak™ à embout Luer-Lok™ et d'une aiguille hypodermique de sécurité BD Eclipse™ correspond aux critères de sécurité définis par le GERES*.
- Le positionnement du dispositif de sécurité sur l'aiguille offre une orientation vers le bas du biseau, et autorise ainsi les injections à angle fermé.
- Longueur: 30 mm
- Diamètre 0,60 mm
- Volume: 0,051 ml