

## Tegaderm rol, film transparent 15 cm x 10 m 1 rouleau



- Non-stérile
- Application aisée grâce au cadre de pose simple
- Transparent, permettant un contrôle visuel
- Barrière contre
  - bactéries minimise le risque de contaminations externes
  - eau permet l'hydrothérapie, la baignade, la douche
- virus
- S'utilise en toute sécurité
- Perméable à l'oxygène et la vapeur (semi-perméable), évitant ainsi la macération de la peau
- Peut rester en place jusqu'à 7 jours (suivant protocole)
- Facile à couper sur mesure