

## BD Saf-T-Intima, veiligheidskathetersysteem met vleugeltjes Doos van 25



- BD Saf-T-Intima wordt ingezet voor langdurige infuustherapie. Wordt ook ingezet bij subcutane toediening van bijvoorbeeld morfine. Tevens is dit product inzetbaar bij hypodermoclyse. De Saf-T-Intima is voorzien van een veiligheidssysteem om het risico van prikongevallen te verkleinen.
- Met dubbele fixatievleugeltjes
- Catheter van polyurethaan
- Dode ruimte: 0,3ml
- De naald wordt onmiddellijk bij terugtrekking uit de vene door een beschermkoker omsloten.
- De bijspuitpoort van de BD Saf-T-Intima™ infuusset is afneembaar. De soepele verlengslang en de bijspuitpoort maken het mogelijk op afstand van de insteekplaats te werken, met behoud van een gesloten systeem.
- De BD Saf-T-Intima is geregistreerd voor zowel Intraveneus gebruik als subcutaan gebruik.