

## Heupabductiekussen met hoes



- Gegoten kussen van zeer veerkrachtig schuim 40 kg/m<sup>2</sup>
  - Dankzij zijn mechanische eigenschappen (elasticiteit, soepelheid) en zijn hoge dichtheid (40 kg/m<sup>3</sup>), garandeert het behoud van de houding in de tijd, voor een goede naleving van de behandeling.
  - Houdingshulp voor de onderste ledematen
  - Abductie en preventie van heupdislocatie risico
- BEKLEDING IN BI-STRETCH POLYURETHAAN GECOATE STOF:
- Niet-allergeen en behandeld met antibacteriële, antimicrobiële en schimmelwerende middelen
  - Bestrijdt wrijving en afschuiving
  - Flexibel en zacht om aan te raken (comfort)
  - Bevordert de gasuitwisseling (waterdamp, transpiratie) en bestrijdt zo maceratie
  - Waterdicht: gecontroleerde hygiëne en verhoogde duurzaamheid van de steun
  - Wasbaar tot 95°C, te ontsmetten door koude spray
  - Brandwerende behandeling
  - Bij gebruik door meerdere patiënten is het raadzaam een nieuwe hoes aan te schaffen voor elke patiënt

