

## GCare Home semi-Fowler kussen



- Dit kussen past zich aan alle lichaamsvormen aan
- Het ondersteunt de patiënt in de semi-Fowlerpositie (rugleuning 30° gekanteld en bekken 30° gekanteld)
- Wordt onder de dijën geplaatst, met de pelotte naar voren gericht tussen de knieën
- Afmetingen: 70 x 48 cm
- Clinicare bi-elastische hoes (polyamide gecoat met

polyurethaan)

- Vulling in fijne polystyreen korreltjes
- Kleur: blauw
- Onderhoud:
  - Ontsmetting met een niet-gechloreerde hoge oppervlaktespray
  - Machinewasbaar op 95°C