

## **BD Eclipse veiligheidsnaalden - groen - 21G x 1 1/2 - lang model. Doos met 100**



- Steriele, eenmalig te gebruiken, latexvrije veiligheidsnaald voor injectie
- De combinatie van een BD Plastipak™ spuit Luer-Lok™ en een injectienaald veiligheid BD Eclipse™ stelt veilig injectie onmiddellijk na dépiqué, de naald kan worden behandeld teneinde uni- handmatig door een vinger (duim of wijsvinger) met het veiligheidsmechanisme ingebouwd in de naald te zwenken. Het beveiligingssysteem wordt onherroepelijk vergrendeld zodra een "klik" wordt gehoord.
- Het ergonomische anti-slip oppervlak van de drukker vergemakkelijkt en beveiligt het gebaar.
- De vergrendelingsverbinding (Luer-Lok™) zorgt voor een perfecte afdichting tijdens de injectie en vermijdt elk risico van luchttoevoer of scheiding van de naald tijdens

injecties bij hogere drukken.

- De combinatie van een BD Plastipak™ -spuit met een Luer-Lok™ -top en een BD Eclipse™ -injectienaald voldoet aan de veiligheidscriteria die zijn gedefinieerd door GERES\*.
- Het positioneren van de veiligheidsinrichting op de naald verschaft een neerwaartse oriëntatie van de afschuining, waardoor injecties met een gesloten hoek mogelijk worden gemaakt.

- Injectienaald
- Lengte: 40 mm
- Diameter : 0,8 mm
- Volume: 0,060 ml