

BD Eclipse veiligheidsnaalden - groen - 21G x 1' - kort model. Doos met 100



- Steriele, eenmalig te gebruiken, latexvrije veiligheidsnaald voor injectie
- De combinatie van een BD Plastipak™ spuit Luer-Lok™ en een injectienaald veiligheid BD Eclipse™ stelt veilig injectie onmiddellijk na dépiqué, de naald kan worden behandeld teneinde uni- handmatig door een vinger (duim of wijsvinger) met het veiligheidsmechanisme ingebouwd in de naald te zwenken. Het beveiligingssysteem wordt onherroepelijk vergrendeld zodra een "klik" wordt gehoord.
- Het ergonomische anti-slip oppervlak van de drukker vergemakkelijkt en beveiligt het gebaar.
- De vergrendelingsverbinding (Luer-Lok™) zorgt voor een perfecte afdichting tijdens de injectie en vermijdt elk risico van luchttoevoer of scheiding van de naald tijdens

injecties bij hogere drukken.

- De combinatie van een BD Plastipak™ -spuit met een Luer-Lok™ -top en een BD Eclipse™ -injectienaald voldoet aan de veiligheidscriteria die zijn gedefinieerd door GERES*.
- Het positioneren van de veiligheidsinrichting op de naald verschaft een neerwaartse oriëntatie van de afschuining, waardoor injecties met een gesloten hoek mogelijk worden gemaakt.
- Injectienaald
- Lengte: 25 mm
- Diameter: 0,80 mm
- Volume: 0,057 ml