

KLE gelkussen 2D



- Geleverd met een 3D (honingraatstructuur) hoes
 - Voor dagelijks gebruik.
 - Voor gebruik bij gemiddeld tot hoog risico op doorligwonden.
 - Voor zwaardere patiënten.
 - Nomenclatuur N° 520516 110101000152.
- Deze elastische gel lekt niet, wordt niet harder met de tijd

en verschuift niet onder belasting.
Werkt als een kunstmatig "vetlaagje", om zo de druk te verminderen op gevoelige zones.

- VSB: /
- Iriscare: /
- AVIQ: 110518 110101000152