

## D.100 BD MICROLANCE 3 NAALDEN-LAVENDE-16Gx 1 1/2



- Steriel, voor eenmalig gebruik zonder latex
- Bevelontwerp maakt gebruik van geavanceerde technologieën (driezijdige afschuining, elektrolyse-afwerking)
- In-vitro en in-vivo studies hebben een kwalitatieve superioriteit van de penetratie-index aangetoond
- Dunne parios die het gebruik van dunnere naalden,

- gelijkmatige of hogere injecties mogelijk maken in vergelijking met normale naalden voor de wand.
- Naalden van BD Microlance 3 passen op een Luer of Luer-Lok conus
  - Sterilisatie: ethyleenoxide
  - Volwassen intramusculaire naald