

Amika trousse Easybag Enfit, met cap



Voor een veilige en betrouwbare toediening van sondevoeding en/of vocht via de Amika pomp.

- Klassieke, niet-universele trousse.
- ENPlus spike bovenaan en ENFit connector onderaan.
- Medicatiepoort (driewegkraantje) met ENFit connectie.
- Voorzien van een afsluitdopje op het ENFit uiteinde en op de medicatiepoort.
- Anti-freeflow: wanneer de trousse uit de pomp wordt gehaald is de klem op de trousse steeds gesloten; dus geen risico op ongecontroleerde toediening van

sondevoeding.

- De klem kan verplaatst worden over de lengte van de trousse. Dit laat toe om de afstand tussen pomp en patiënt/voedingszak vrij te kiezen; zorgt meer flexibiliteit.
- Door de klem te openen kan de trousse gemakkelijk en snel worden gepurgeerd.
- Elke 24u vervangen
- DEHP en latex vrij
- Per stuk steriel verpakt, 30 stuks per doos