

Bloeddrukmeter Welch Allyn DuraShock - DS54



- Decompressie dmv een vingerschroef.
- Schokbestendig - Latexvrij.
- Geleverd met opbergzakje.
- De aneroïde Welch Allyn DuraShock is nauwkeurig tot op +/- 3 mm Hg.
- Te gebruiken bij temperaturen tussen 10°C - 40°C en een

maximaal vochtigheidsniveau van 85% - 90%.

- Reiniging:
 - Aneroïde manometer , peer en klep : met een vochtige doek of een alcoholdepper.
 - Manchet : met een vochtige doek of wassen in warm water (maximum 60°) met een milde detergent.